



Arm - Arm
Bras - Braccio



orthoservice

ELBO

M. B1014

Elbow brace ROM

Ellbogen-Orthese ROM

Orthèse de coude, ROM

Ortesi per gomito con ROM



M. B1015 (option)



- Accessory for neutral rotation of the forearm
- Zubehör für neutrale Position
- Support de main neutre
- Supporto mano neutro

M. B1016 (option)



- Accessory for pronation, supination of the forearm
- Zubehör für Pronation/Supination
- Support de main pronosupination
- Supporto mano prono-supinazione

E Indication

- Elbow surgery
- Stable supracondylar fractures
- Stable radial head fractures
- Stable elbow fractures
- Post dislocation
- Post subluxation
- Lateral or medial epicondylitis

D Indikationen

- Ellbogen-Chirurgie
- Ellbogenluxationen mit Begleitverletzungen
- Ellbogenfrakturen
- Humerusfrakturen
- Hohe Humerusfrakturen
- Stabile supracondyläre Frakturen
- Unterarmfrakturen
- Intern fixierte Unterarmfrakturen (mit Kontrolle von Pronation und Supination)
- Weichteilversorgungen

F Indication

- Postopératoire
- Reconstruction des tissus mous
- Fractures multiples du coude
- Subluxations ou foulures
- Utile pendant la rééducation
- Coadjuvant de la thérapie conservatrice

I Indicazioni

- Post-operatorio
- Ricostruzione dei tessuti molli
- Fratture composte di gomito
- Sublussazioni o dislocazioni
- Utile in fase riabilitativa
- Coadjuvante in terapia conservativa

Characteristics

- Limiting elbow flexion/extension following surgery or trauma
- Multi-Adjustable Low Profile Hinges with extension settings from 0-90° and flexion settings from 0-120° in steps of 10°
- Aluminum bars that can be custom contoured
- The integrated plastic elements (PE) provides stability and perfect fit
- The textile with direct contact to the body, have woven in natural antibacterial silver fibre
- Available in 2 sizes, left and right

Eigenschaften

- Ruhigstellung über einen großen Bereich von Ober- und Unterarm
- Bewegungskontrolle für das Ellbogengelenk durch gezielte Gradeinstellung in Flexion (von 0° bis 120° alle 10°) und Extension (von 0° bis 90° alle 10°)
- Leichte Materialien, geringes Gewicht
- Äußerer Bezug aus dreidimensionalem Netzgewebe
- Die eingearbeiteten PE-Elemente sorgen für Stabilität und Passgenauigkeit
- Körperrahmen aus antibakteriellem und atmungsaktivem Material
- Erhältlich in zwei Größen, Links und Rechts

Caractéristiques

- Contrôle de la flexion/extension:
- Extension réglable de 0° à 90° avec pas de 10°; flexion réglable de 0° à 120° avec pas de 10°
- Tige articulée latérale en alliage léger d'aluminium modelable
- Âme interne en plastique (PE) adaptable à l'anatomie du patient
- Tissu en contact avec le corps à trame de fibre d'argent anti-bactérien et anti-odeur
- Disponible en 2 tailles, gauche et droit

Caratteristiche

- Controllo della flessione-estensione
- Estensione regolabile da 0° a 90° con passo di 10° e flessione regolabile da 0° a 120° con passo di 10°
- Asta articolata laterale in lega leggera di alluminio modellabile
- Anima interna in plastica (PE) che segue l'anatomia del paziente
- Tessuto a contatto col corpo tramato in fibra d'argento anti-batterica e anti-odore
- Disponibile in 2 misure, sinistro e destro

Size	Größen	Mesure	Taglia	S (standard)	L (large)
Arm circumf. max cm	Armfumfang max cm	Circ. bras max cm	Circonf. max braccio cm	20/28	28/40
Forearm circumf. max cm	Vorderarmumf. max cm	Circ. avant-bras max cm	Circonf. max avambraccio cm	20/27	25/35
Colour	Farbe	Couleur	Colore	white/weiss/blanc/bianco	



EPIFIT 32

M . B 1 1 3 2

Elbow sleeve
 Ellenbogenbandage
 Coudière
 Gomitiera



- E** **Indication**
- Epicondylitis and epitrocleitis
 - Muscular contractures
 - Tendonitis
 - Post-trauma
 - Arthrosynovitis

- D** **Indikationen**
- Leichte Epikondylopathie und Tennisellenbogen
 - Muskelkontrakturen
 - Tendomyopathie
 - Posttraumata
 - Arthrosynovitis

- F** **Indication**
- Légères épicondylites et épitrocléites
 - Contractions musculaires
 - Tendinopathies
 - Post-traumatisme
 - Athrosynovite

- I** **Indicazioni**
- Lievi epicondiliti ed epitrocleiti
 - Contratture muscolari
 - Tendinopatie
 - Post-trauma
 - Atrrosinoviti

- Characteristics**
- Made with AirX™ breathable fabric
 - Insert in Soft-X® for better comfort
 - Velcro strap with nylon buckle

- Eigenschaften**
- Struktur aus atmungsaktivem AirX™-Gewebe
 - Einsatz aus Soft-X® für höchsten Tragekomfort
 - Klettbänder mit Nylonschnalle

- Caractéristiques**
- Structure en tissu AirX™ aéré
 - Insertion en Soft-X® pour plus de confort
 - Courroie en velcro avec boucle en nylon

- Caratteristiche**
- Struttura in tessuto AirX™ traspirante
 - Inserto in Soft-X® per un maggior comfort
 - Cinturino in velcro con fibbia in nylon

Size	Größen	Mesure	Taglia	XS	S	M	L	XL
Proximal circumf. of forearm cm	Proximaler Vorderarmumfang cm	Circ. proximale avant-bras cm	Circonf. proximale avambraccio cm	20/23	23/25	25/30	30/35	35/40
Colour	Farbe	Couleur	Colore	black/schwarz/noir/nero				
fits right and left/beidseitig anwendbar/ambidextre/ambidestra								



OBJECT

M. 82320 - M. 82321

Tennis elbow strap, neoprene

Epikondylitisbandage aus Neopren

Tuteur pour épicondylite, néoprène

Cinturino in neoprene per epicondilita



E Indication

- Tennis Elbow
- Lateral Epicondylitis
- Elbow pain and/or swelling

D Indikationen

- Epikondylitis und Epitrochleitis vom Ellbogen
- Muskelkontrakturen

F Indication

- Épicondylites et épitrochléites du coude
- Contractures musculaires

I Indicazioni

- Epicondiliti ed epitrocleiti del gomito
- Contratture muscolari

Characteristics

- Closed-cell neoprene, laminated to 4-way stretch nylon on both sides
- Vinyl strap for firm counterforce support
- Contact closure strap to apply variable pressure

Eigenschaften

- Doppelte Neoprenbandage mit verstärkter Epikondylitis - Druckbandage mit Kunstleder
- Klettverschluss mit Schlaufe aus Nylon
- Waschbar

Caractéristiques

- Structure en néoprène bi-doublé avec presseur à l'épicondyle en similicuir
- Fermeture en velcro avec passant en nylon

Caratteristiche

- Struttura in neoprene bifoderato con pressore di rinforzo in finta pelle all'epicondilo
- Chiusura a velcro con passante in nylon

Size

Größen

Mesure

Taglia

M. 82320 (S)

M. 82321 (L)

Colour

Farbe

Couleur

Colore

beige/beige/beige/beige

universal/universal/universelle/universale

fits right and left/beidseitig anwendbar/ambidextre/ambidestro